

## FICHE TECHNIQUE

### Aérosol et Aspirateur Nasal DUOBABY



OMRON DuoBaby est un nébuliseur à compresseur 2 en 1 unique avec mouche-bébé intégré qui permet de traiter la plupart des affections respiratoires courantes chez les bébés. L'aspirateur nasal nettoie en douceur le nez du bébé, réduisant la congestion afin de lui permettre de respirer plus librement. Le nébuliseur permet d'administrer les médicaments efficacement dans les voies respiratoires supérieures et inférieures.

#### Caractéristiques :

- Nébuliseur 2 en 1 et aspirateur nasal pour les bébés.
- Le mouche-bébé aide à réduire la congestion nasale et le risque d'infections respiratoires.
- Le nébuliseur permet une administration efficace du médicament afin de traiter les conditions des voies respiratoires supérieures et inférieures.
- Facile à utiliser et hygiénique.
- L'aspirateur est totalement lavable et ne nécessite pas de filtres antibactériens.
- La boîte contient : nébuliseur à compresseur, aspirateur nasal, kit de nébulisation avec deux embouts d'inhalation, masque bébé, embout buccal, mode d'emploi.
- Poids et dimensions : 1.7kg / 170 x 280 x 105 mm
- Double utilisation grâce à 2 têtes de nébulisation :
  - Tête verte : Voies supérieures 9 $\mu$ m et taux de nébulisation supérieur à 0,4 ml / min
  - Tête bleue : Voies inférieures 4  $\mu$ m et taux de nébulisation supérieur à 0.2 ml / min
- Alimentation secteur
- Bruit 63 dB